


В 1995 году появился первый Jes Extender, датская фирма Dana Medic начала выпускать его в медицинских целях для послеоперационного вытягивания пениса. Но модель стала настолько популярна для увеличения пениса, что в 2008 году создали второе поколение экстендеров Male Edge из пластика.



Пенис мечты - реально Увеличение пениса на 29% в длину и 19% в обхвате каждые 6 месяцев

Принцип действия основан на растяжении тканей пениса, что провоцирует деление и размножение клеток (цитокинез) и соответственно рост пениса как в длину, так и в толщину.




- + Безопасны, эффективность доказана клиническими испытаниями
- + Гарантия результата или возврат двойной суммы стоимости
- + Можно носить во время сна, отдыха, на работе, дома
- + Многие мужчины отмечают повышение потенции
- + Рекомендуются врачами для исправления кривизны пениса

ИНСТРУКЦИЯ MALE EDGE



Экстендер Male Edge поставляется в собранном, готовом к применению, виде. Обратите внимание, изначальное положение ремешка в площадке зеленого цвета (цвет зависит от модели) - ближе к основанию пениса.




Измерьте Ваш пенис в максимально растянутом состоянии. Если длина пениса составляет более 12,5 см, установите ремешок и насадку как показано на рисунке. Если длина пениса менее 12,5 см, то насадка и ремешок должны находиться в начальной позиции - как пришло в упаковке.




Отделите насадку с ремешком от телескопических штанг. Установите кольцо аппарата у основания пениса.




Аккуратно зафиксируйте головку пениса ремешком - для этого потяните за концы ремешка. Можно использовать смягчающие подушки или эластичный бинт, если Ваш член сверхчувствительный. Их можно приобрести отдельно или приобрести модель экстендера Male Edge, в котором подушки или бинт идут в комплекте.



Теперь головка пениса закреплена на площадке. Необходимо подобрать нужную длину штанг. Для этого надо повернуть их на 90 градусов в любую сторону - по часовой или против часовой стрелки. Повернув и выдвинув штанги поочередно, установите необходимую длину аппарата.




При достижении необходимой длины, зафиксируйте штанги. Для этого поверните еще раз штанги на 90 градусов. Фиксаторы вновь займут свое положения в гнездах штанг.




Вот эти фиксаторы отвечают за положение штанг. Когда проведете все манипуляции с длиной штанг, убедитесь в том, что штанги надежно зафиксированы. Затем, при выборе силы растяжения, они снова будут принимать участие в процессе, но об этом ниже.



Соедините площадку со штангами. Щелчок будет означать, что аппарат зафиксирован. Обратите внимание - на внутренней поверхности площадки, имеется специальные фиксаторы - пупырышки, которые попадают в отверстия на штанге и фиксируют площадку относительно штанг. Именно его попадание в отверстие и вызовет щелчок и зафиксирует площадку относительно штанги. Как результат - пенис закреплен, экстендер одет, но пока никакого растяжения нет.



Прозрачный индикатор у основания аппарата показывает величину усилия растяжения. Ориентируясь на него мы регулируем силу растяжения.



Для того, чтобы создать натяжение, необходимо выдвинуть вперед площадку с пенисом вместе со штангами (штанги, которые с отверстиями). Для этого упритесь большими пальцами в «дырявые» штанги и надавите в направлении от себя (по длине пениса). Штанги вместе с площадкой и пенисом выдвигаются вперед, в результате появится натяжение. Обратите внимание, что при этом фиксаторы внутри штанг (такие усики, которые расположены внутри штанги с отверстиями) перескакивают из одного отверстия в штанге в следующее. Конструкция фиксатора устроена так, чтобы с легкостью перескакивать в другое отверстие, увеличивая длину экстендера, и совершенно не перескакивают в обратном положении. Установите необходимое усилие растяжения. Если Вы создали слишком большое натяжение, необходимо снять площадку со штанг и вновь закрепить на штангах. После этого установите натяжение.

Не прилагайте к пенису сразу больших нагрузок. Хорошо будет, если первую неделю пользования Вы будете использовать экстендер Male Edge около одного часа в день с минимальной нагрузкой. Следующую неделю можно пользоваться уже 2 часа в день. Таким образом довести количество часов до необходимого Вам объема - добавляя по 1 часу в неделю.

